

# Yousafe<sup>®</sup>

PROTETOR FACIAL

**Eficiência,  
segurança,  
conforto  
e proteção**




O PROTETOR FACIAL YOUSAFE<sup>®</sup> é indicado para a proteção da face contra respingos de líquidos e poeiras. Ajuda a evitar a propagação de doenças transmissíveis pela saliva e fluídos nasais. Leve e resistente, oferece conforto e proteção ao usuário.

## Segurança e economia

- ✿ É reutilizável, tornando-o mais econômico que o descartável.
- ✿ Altamente higiênico, pode ser limpo com Álcool 70%.
- ✿ É confortável e muito leve.

**Cinta  
traseira  
ajustável para  
maior conforto  
e eficiência**



- ① Cinta traseira ajustável
- ② Cinta traseira
- ③ Pino de fixação
- ④ Protetor facial

## OBSERVAÇÕES

São embalados individualmente em Filme Plástico selado;

Prazo de Validade é indeterminado – desde que a embalagem original esteja íntegra.

Vida Útil: Não é possível determinar a vida útil dos protetores faciais, pois depende de fatores como aplicação, conservação, higienização e da responsabilidade do usuário na escolha correta do produto para uso pretendido.

### Dimensões do produto:

#### Visor PET:

250 mm x 298mm x 0,50mm  
(altura x largura x espessura)

#### Cinta Testeira PET com faixa de EVA:

30 mm x 185mm

#### Cinta traseira ajustável PP:

02 unidades de 22mm x 30mm

#### Peso Unitário:

0,083 Kg