


Kit Youcircuit Plus[®]

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO
FILTROS RESPIRATÓRIOS

Pediátrico
/Neonatal



Circuito Respiratório Anestésico

- Balão reservatório
- Conexões cônicas padrão ISO
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalagem papel grau cirúrgico
- Livre de látex

TAMANHOS
ATÉ
3 METROS



Filtro HMEF infantil - Filtra e umidifica simultaneamente

- Corpo transparente para melhor visualização
- Traqueia corrugada extensível
- Conexões cônicas padrão ISO, 22/15 mm
- Conexão para capnografia

99,999%

DE EFICÁCIA NA
FILTRAÇÃO DE VÍRUS
E BACTÉRIAS

Filtra e protege

- Filtro de barreira, eficiência contra vírus e bactérias
- Tecnologia eletrostática e hidrofóbica
- Corpo transparente para melhor visualização
- Conexão para capnografia

Produto/Descrição	Código
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 1,8 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Infantil com Traqueia	YCP-P18R15B1
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Infantil com Traqueia	YCP-P2R15B1
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Infantil com Traqueia	YCP-P3R15B1