


2^a
GERAÇÃO

Youcircuit Plus®

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO



Nova Composição de Materiais:

- Maior Resistência
- Melhor Manuseio
- Mais Segurança

O **YOUCCIRCUIT PLUS® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO**

é uma ligação entre o paciente e o aparelho de ventilação mecânica e/ou equipamento de anestesia.

É utilizado para o transporte de gases anestésicos, oxigênio ou outros gases, em pacientes submetidos à ventilação mecânica, onde seja necessária a manutenção da respiração por longo período de tempo.

O **YOUCCIRCUIT PLUS® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO** pode chegar até 3 m de comprimento, sendo este passível de retração (traqueia corrugada) e voltar ao comprimento original, permitindo que a equipe médica ajuste o melhor tamanho do circuito para realização do procedimento.


TAMANHOS ATÉ

3 METROS

Circuito Respiratório Anestésico

- Balão reservatório
- Conexões cônicas padrão ISO
- Versões adulto e pediátrico/neonatal
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalagem papel grau cirúrgico
- Livre de látex

YOUCIRCUIT PLUS® ADULTO



YOUCIRCUIT PLUS® PEDIÁTRICO/NEONATAL

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Circuito Respiratorio Adulto 1,8 m	YCA+A18	81484769008
Circuito Respiratório Adulto 2 m	YCA+A2	81484769008
Circuito Respiratório Adulto 3 m	YCA+A3	81484769008
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 1,8 m	YCA+P18	81484769008
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2 m	YCA+P2	81484769008
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3 m	YCA+P3	81484769008
Circuito Respiratório Adulto 1,8 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M	YCA+A18R15B3	81484769007
Circuito Respiratório Adulto 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M	YCA+A2R15B3	81484769007
Circuito Respiratório Adulto 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M	YCA+A3R15B3	81484769007
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 1,8 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M	YCA+P18R15B1	81484769007
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M	YCA+P2R15B1	81484769007
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M	YCA+P3R15B1	81484769007