



Youdrain®

DRENO CILÍNDRICO DE SILICONE


O **DRENO DE SILICONE YOUDRAIN®** produzido pela ScavMedical, é utilizado na drenagem de fluidos e esvaziamento do ar acumulado na cavidade corpórea em pacientes no período pós-operatório.

Proporciona uma drenagem eficiente dos fluidos, evitando o acúmulo de líquidos potencialmente prejudiciais provenientes de feridas, reduzindo dessa forma o risco de infecções e reintervenções.




Desenvolvido com centro sólido para evitar colapamento e obstrução, com “bordas macias” para proporcionar maior conforto ao paciente.

TROCARTE ARTICULÁVEL
PARA MELHOR AJUSTE



Maior segurança na drenagem

- Produzido 100% em silicone
- Drenagem eficiente e contínua
- Dreno estrela
- Filamento radiopaco em toda sua extensão (tubo e dreno)
- Válvula anti-refluxo
- Apresentação com e sem trocarte



Produto/Descrição	Código	Anvisa
Dreno Cilíndrico em Silicone 10 French com Trocarte Articulável e Reservatório	YDS-10FR-KIT	81484760005
Dreno Cilíndrico em Silicone 15 French com Trocarte Articulável e Reservatório	YDS-15FR-KIT	81484760005
Dreno Cilíndrico em Silicone 19 French com Trocarte Articulável e Reservatório	YDS-19FR-KIT	81484760005
Dreno Cilíndrico em Silicone 10 French e Reservatório	YDS-10FR-KIT-DR	81484769005
Dreno Cilíndrico em Silicone 15 French e Reservatório	YDS-15FR-KIT-DR	81484769005
Dreno Cilíndrico em Silicone 19 French e Reservatório	YDS-19FR-KIT-DR	81484769005
Dreno Cilíndrico em Silicone 24 French e Reservatório	YDS-24FR-KIT-DR	81484769005