

# Youflow®

CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE ALMA LISA



**MAIOR  
DURABILIDADE**


O **YOUFLOW® CIRCUITO RESPIRATÓRIO** serve como uma ligação entre o paciente e o aparelho de ventilação mecânica ou oxigenoterapia.

É utilizado para o transporte de oxigênio ou outros gases, em pacientes submetidos à oxigenoterapia, ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, onde seja necessária a manutenção da respiração por longo período de tempo.


## Circuito Respiratório

- Traqueia com face interna lisa
- Conexões cônicas padrão ISO
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Conexão angulada 90° com tampa Luer Lock

YOUFLOW® ADULTO



YOUFLOW® PEDIÁTRICO



Produto/Descrição	Código	Anvisa
Circuito Respiratório Adulto Alma Lisa 2 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-A2	81484760010
Circuito Respiratório Adulto Alma Lisa 3 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-A3	81484760010
Circuito Respiratório Pediátrico Alma Lisa 2 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-P2	81484760010
Circuito Respiratório Pediátrico Alma Lisa 3 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-P3	81484760010
Ramal para Circuito Respiratório Adulto Alma Lisa 1,6 m	YUF-AR16	81484760012