

# Youlaparo®

FILTRO PARA LAPAROSCOPIA




O **YOULAPARO® FILTRO PARA LAPAROSCOPIA** é um sistema passivo desenvolvido pela ScavMedical, como filtro de barreira eletrostático e hidrofóbico, para uso em procedimentos minimamente invasivos, com a finalidade de proteger a equipe cirúrgica da sucção de gases contaminados, expelidos da cavidade do paciente para o meio externo.

PRESILHA DE CATRACA



## Maior segurança na filtração e adsorção de odores

- Eficiência na filtragem de vírus e bactérias 99,999%.
- Adsorve até 80% dos odores.
- Conector Luer Lock.
- Presilha de catraca para fixação do Youlaparo.
- Embalagem dupla, papel grau cirúrgico e filme plástico
- Livre de látex



**COM CARVÃO  
ATIVADO**

### O YOULAPARO® FILTRO PARA LAPAROSCOPIA

possui uma eficácia de filtração de 99,999% contra vírus e bactérias e uma membrana de carvão ativado que possui a função de adsorção de odor.

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Filtro para Laparoscopia	YLP	81484760014