



Youshield®

FILTRO DE BARREIRA
BACTERIANO/VIRAL ELETROSTÁTICO

O Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático é composto por uma membrana hidrofóbica filtrante com tecnologia eletrostática de barreira contra vírus e bactérias, denominada **MEMBRANA YOUSHIELD®**.


Indicado para a proteção do paciente sob ventilação mecânica, é utilizado próximo ao equipamento, evitando complicações relacionadas a infecção cruzada e impedindo que microrganismos alcancem o trato respiratório do paciente e o meio externo: equipe técnica e colaboradores.

99,999%

DE EFICÁCIA NA FILTRAÇÃO
DE VÍRUS E BACTÉRIAS

Filtra e protege

- Filtro de barreira, eficiência contra vírus e bactérias
- Tecnologia eletrostática e hidrofóbica
- Corpo transparente para melhor visualização
- Conexão para capnografia
- Apresentação com e sem traqueia



CARACTERÍSTICAS

- Espaço Morto: 80 ml
- Volume Corrente (VC): 150 – 1500 ml
- Resistencia ao Fluxo: 1,5 cm H₂O a 60 l/min
- Tempo de Uso Recomendado: 48 horas

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático com Traqueia	YFE-ST	81484769002
Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático sem Traqueia	YFE-SH	81484769001