

# Youthoraxport®

TROCARTE TORÁCICO DESCARTÁVEL




## O YOUTHORAXPORT® TROCARTE TORÁCICO DESCARTÁVEL

foi desenvolvido para ser utilizado em procedimentos endoscópicos torácicos quando a insuflação não se faz necessária e com a finalidade de ser um portal para a inserção de instrumentais e proteção contra materiais estranhos que possam penetrar na cavidade torácica.

## Trocarte Torácico

- Indicado para uso na cavidade torácica
- Disponível em 4 diâmetros
- Descartável
- Obturador ponta romba
- Cânula rosqueada
- Cobertura de silicone
- Livre de látex



Produto/Descrição	Código	Anvisa
Trocarte Torácico Descartável 6 mm	YTP-06x7	81484769003
Trocarte Torácico Descartável 11 mm	YTP-11x7	81484769003
Trocarte Torácico Descartável 13 mm	YTP-13x7	81484769003
Trocarte Torácico Descartável 15 mm	YTP-15x7	81484769003