



SOLUÇÕES MÉDICO-HOSPITALARES

Catálogo de  
**Produtos**  
2023/24



ScavMedical



## Quem somos

Somos uma empresa brasileira fabricante de produtos médico-hospitalares, localizada em São Paulo na cidade de Jundiaí.

Contamos com mais de 80 colaboradores diretos, ocupando uma área fabril de 2000 m<sup>2</sup> divididos em duas plantas. No prédio principal instalamos uma sala limpa de 200 m<sup>2</sup>, a fim de assegurar um ambiente de produção livre de contaminação externa.

Nos orgulhamos em dizer que nossos produtos são 100% nacionais e que estamos sempre comprometidos em fornecer, além de produtos com alta qualidade, soluções inovadoras para o setor de saúde.

Com vasta experiência no mercado de saúde, trabalhamos sempre em estreita colaboração com hospitais, médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, a fim de garantir que nossos produtos atendam às suas necessidades e excedam suas expectativas.

Grande parte de nossos esforços estão concentrados na área de pesquisa e desenvolvimento, que a todo momento busca as melhores tecnologias, equipamentos, processos e ferramentas de gestão, além de serem responsáveis pelas parcerias com reconhecidas universidades e institutos de pesquisa nacionais de renome mundial.



Nosso portfólio inclui, além de uma linha respiratória de filtros e circuitos, uma linha cirúrgica com drenos de silicone e trocáteres. Cada produto passa por rigorosos testes de qualidade e é submetido aos mais conceituados laboratórios internacionais de análise, antes de serem colocados no mercado.

Acreditamos que nosso sucesso é resultado de nossa dedicação em fornecer soluções inovadoras e de alta qualidade para o setor de saúde.





Youmidity Adulto




Youmidity Infantil




Youshield



Youmount



Youcircuit Adulto



Youcircuit Infantil




Youflow Adulto



Youflow Infantil



Youdrain



Youlaparo



Youthoraxport



# PRODUTOS

# Youmidity®

FILTRO RESPIRATÓRIO HMEF



**99,999%**  
DE EFICÁCIA NA  
FILTRAÇÃO DE VÍRUS  
E BACTÉRIAS

O **FILTRO HMEF YOUMIDITY®** produzido pela ScavMedical é ideal para pacientes sob ventilação mecânica, em situação de anestesia, sedação ou sob cuidados intensivos.

Ele é composto por duas membranas, sendo a próxima ao paciente higroscópica com a função de trocar calor e umidade. A outra, é a membrana Youshield que com suas propriedades filtrante eletrostática e hidrofóbica, exerce a função de criar uma barreira eficaz contra vírus e bactérias.



### Tampa Biconect (dupla função):

Pode ser utilizada no momento da intubação e no momento do descarte do filtro.

## Filtra e umidifica simultaneamente


- Corpo transparente para melhor visualização
- Traqueia corrugada extensível
- Conexões cônicas padrão ISO, 22/15 mm
- Conexão para capnografia

### ADULTO

- Espaço Morto: 35 ml
- Volume Corrente (VC): 150 – 1000 ml
- Resistência ao Fluxo: 1,8 cm H<sub>2</sub>O a 60 l/min
- Tempo de Uso Recomendado: 24 horas / 48 horas

### INFANTIL

- Espaço Morto: 13 ml (angulado)
- Volume Corrente (VC): 50 – 250 ml
- Resistência ao Fluxo: 1,4 cm H<sub>2</sub>O a 20 l/min
- Tempo de Uso Recomendado: 24 horas / 48 horas



Produto/Descrição	Código	Anvisa
Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia	YFH-AT	81484760002
Filtro Respiratório HMEF Adulto sem Traqueia	YFH-A	81484760003
Filtro Respiratório HMEF Infantil com Traqueia	YFH-IT	81484760002
Filtro Respiratório HMEF Infantil sem Traqueia	YFH-I	81484760003


# Youshield®

FILTRO DE BARREIRA  
BACTERIANO/VIRAL ELETROSTÁTICO



## Filtra e protege

- Filtro de barreira, eficiência contra vírus e bactérias
- Tecnologia eletrostática e hidrofóbica
- Corpo transparente para melhor visualização
- Conexão para capnografia
- Apresentação com e sem traqueia



O Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático é composto por uma membrana hidrofóbica filtrante com tecnologia eletrostática de barreira contra vírus e bactérias, denominada **MEMBRANA YOUSHIELD®**.

Indicado para a proteção do paciente sob ventilação mecânica, é utilizado próximo ao equipamento, evitando complicações relacionadas a infecção cruzada e impedindo que microrganismos alcancem o trato respiratório do paciente e o meio externo: equipe técnica e colaboradores.

## CARACTERÍSTICAS

- Espaço Morto: 80 ml
- Volume Corrente (VC): 150 – 1500 ml
- Resistencia ao Fluxo: 1,5 cm H<sub>2</sub>O a 60 l/min
- Tempo de Uso Recomendado: 48 horas

**99,999%**

DE EFICÁCIA NA FILTRAÇÃO  
DE VÍRUS E BACTÉRIAS

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático com Traqueia	YFE-ST	81484769002
Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático sem Traqueia	YFE-SH	81484769001

# Youmount®

CATETER MOUNT

**CATETER MOUNT  
CORRUGADO  
E EXTENSÍVEL**



O **CATETER MOUNT YOUMOUNT®** é uma traqueia corrugada, indicado para o transporte de gases anestésicos ou oxigênio para pacientes submetidos à ventilação mecânica.


O **CATETER MOUNT YOUMOUNT®** é conectado entre o paciente (tubo endotraqueal ou traqueostomia) e o circuito respiratório.

### Tampa Biconect (dupla função):

Pode ser utilizada no momento da intubação e no momento do descarte do filtro.

## Cateter Mount

- Traqueia corrugada e extensível
- Conexões cônicas padrão ISO 22/15 mm
- Tampa da traqueia com dupla funcionalidade



O **CATETER MOUNT YOUMOUNT®** deverá ser utilizado conforme sua apresentação:

- **YMO-R (RETO)**: Em conexão do filtro respiratório em pacientes traqueostomizados ou com intubação endotraqueal;
- **YMO-A (ANGULADO)**: Em conexão do filtro respiratório em pacientes traqueostomizados ou com intubação endotraqueal. Este modelo possui conexão com tampa Luer-Lock® para capnografia

### RETO

- Tamanho: 17 cm
- Conexões: 15F/22M \* 22F


### ANGULADO

- Tamanho: 23 cm
- Conexões: 15M 90° \* 22F \* capnografia

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Cateter Mount Reto	YMO-R	81484760013
Cateter Mount Angulado	YMO-A	81484760013

# Youcircuit®

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO



**TAMANHOS  
ATÉ  
3 METROS**

O **YOU CIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO**, é uma ligação entre o paciente e o aparelho de ventilação mecânica e/ou equipamento de anestesia.


É utilizado para o transporte de gases anestésicos, oxigênio ou outros gases, em pacientes submetidos à ventilação mecânica, onde seja necessária a manutenção da respiração por longo período de tempo.

O **YOU CIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO** pode chegar até 3 m de comprimento, sendo este passível de retração (traqueia corrugada) e voltar ao comprimento original, permitindo que a equipe médica ajuste o melhor tamanho do circuito para realização do procedimento.

## Circuito Respiratório Anestésico

- Balão reservatório
- Conexões cônicas padrão ISO
- Versões adulto e pediátrico/neonatal
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalagem papel grau cirúrgico
- Livre de látex

YOU CIRCUIT® ADULTO



YOU CIRCUIT® PEDIÁTRICO/NEONATAL

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Circuito Respiratório Adulto 2 m	YCA-A2	81484760008
Circuito Respiratório Adulto 3 m	YCA-A3	81484760008
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2 m	YCA-P2	81484760008
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3 m	YCA-P3	81484760008
Circuito Respiratório Adulto 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M	YCA-A2R15B3	81484760009
Circuito Respiratório Adulto 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M	YCA-A3R15B3	81484760009
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M	YCA-P2R15B1	81484760009
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 1 l e Conector 22M/22M	YCA-P3R15B1	81484760009

# Kit Youcircuit Plus®

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO  
FILTROS RESPIRATÓRIOS



## Circuito Respiratório Anestésico

- Balão reservatório
- Conexões cônicas padrão ISO
- Versões adulto e pediátrico/neonatal
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalagem papel grau cirúrgico
- Livre de látex

**TAMANHOS  
ATÉ  
3 METROS**



## Filtra e umidifica simultaneamente

- Corpo transparente para melhor visualização
- Traqueia corrugada extensível
- Conexões cônicas padrão ISO, 22/15 mm
- Conexão para capnografia



**99,999%**  
DE EFICÁCIA NA  
FILTRAÇÃO DE VÍRUS  
E BACTÉRIAS


## Filtra e protege

- Filtro de barreira, eficiência contra vírus e bactérias
- Tecnologia eletrostática e hidrofóbica
- Corpo transparente para melhor visualização
- Conexão para capnografia

Produto/Descrição	Código
Circuito Respiratório Adulto 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia	YCP-A2R15B3
Circuito Respiratório Adulto 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia	YCP-A3R15B3
Circuito Respiratório Adulto 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia + 1 Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático	YCP-A2R15B3-E
Circuito Respiratório Adulto 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia + 1 Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático	YCP-A3R15B3-E

# Youflow®

CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE ALMA LISA



**MAIOR  
DURABILIDADE**


O **YOUFLOW® CIRCUITO RESPIRATÓRIO** serve como uma ligação entre o paciente e o aparelho de ventilação mecânica ou oxigenoterapia.

É utilizado para o transporte de oxigênio ou outros gases, em pacientes submetidos à oxigenoterapia, ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, onde seja necessária a manutenção da respiração por longo período de tempo.


## Circuito Respiratório

- Traqueia com face interna lisa
- Conexões cônicas padrão ISO
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Conexão angulada 90° com tampa Luer Lock

YOUFLOW® ADULTO



YOUFLOW® PEDIÁTRICO



Produto/Descrição	Código	Anvisa
Circuito Respiratório Adulto Alma Lisa 2 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-A2	81484760010
Circuito Respiratório Adulto Alma Lisa 3 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-A3	81484760010
Circuito Respiratório Pediátrico Alma Lisa 2 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-P2	81484760010
Circuito Respiratório Pediátrico Alma Lisa 3 m, Conector em Y e Cotovelo com Tampa Luer Lock	YUF-P3	81484760010
Ramal para Circuito Respiratório Adulto Alma Lisa 1,6 m	YUF-AR16	81484760012

# You drain®



DRENO CILÍNDRICO DE SILICONE

O **DRENO DE SILICONE YOU DRAIN®** produzido pela ScavMedical, é utilizado na drenagem de fluidos e esvaziamento do ar acumulado na cavidade corpórea em pacientes no período pós-operatório.

Proporciona uma drenagem eficiente dos fluidos, evitando o acúmulo de líquidos potencialmente prejudiciais provenientes de feridas, reduzindo dessa forma o risco de infecções e reintervenções.


## Maior segurança na drenagem

- Produzido 100% em silicone
- Drenagem eficiente e contínua
- Dreno estrela
- Filamento radiopaco em toda sua extensão (tubo e dreno)
- Válvula anti-refluxo
- Apresentação com e sem trocarte



Desenvolvido com centro sólido para evitar colapamento e obstrução, com "bordas macias" para proporcionar maior conforto ao paciente.

TROCARTE ARTICULÁVEL  
PARA MELHOR AJUSTE



Produto/Descrição	Código	Anvisa
Dreno Cilíndrico em Silicone 10 French com Trocarte Articulável e Reservatório	YDS-10FR-KIT	81484760005
Dreno Cilíndrico em Silicone 15 French com Trocarte Articulável e Reservatório	YDS-15FR-KIT	81484760005
Dreno Cilíndrico em Silicone 19 French com Trocarte Articulável e Reservatório	YDS-19FR-KIT	81484760005
Dreno Cilíndrico em Silicone 10 French e Reservatório	YDS-10FR-KIT-DR	81484769005
Dreno Cilíndrico em Silicone 15 French e Reservatório	YDS-15FR-KIT-DR	81484769005
Dreno Cilíndrico em Silicone 19 French e Reservatório	YDS-19FR-KIT-DR	81484769005
Dreno Cilíndrico em Silicone 24 French e Reservatório	YDS-24FR-KIT-DR	81484769005

# Youlaparo®

FILTRO PARA LAPAROSCOPIA




O **YOULAPARO® FILTRO PARA LAPAROSCOPIA** é um sistema passivo desenvolvido pela ScavMedical, como filtro de barreira eletrostático e hidrofóbico, para uso em procedimentos minimamente invasivos, com a finalidade de proteger a equipe cirúrgica da sucção de gases contaminados, expelidos da cavidade do paciente para o meio externo.

PRESILHA DE CATRACA



## Maior segurança na filtração e adsorção de odores

- Eficiência na filtragem de vírus e bactérias 99,999%.
- Adsorve até 80% dos odores.
- Conector Luer Lock.
- Presilha de catraca para fixação do Youlaparo.
- Embalagem dupla, papel grau cirúrgico e filme plástico
- Livre de látex



**COM CARVÃO ATIVADO**

O **YOULAPARO® FILTRO PARA LAPAROSCOPIA** possui uma eficácia de filtração de 99,999% contra vírus e bactérias e uma membrana de carvão ativado que possui a função de adsorção de odor.

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Filtro para Laparoscopia	YLP	81484760014


# Youthoraxport®

TROCARTE TORÁCICO DESCARTÁVEL



## Trocarte Torácico

- Indicado para uso na cavidade torácica
- Disponível em 4 diâmetros
- Descartável
- Obturador ponta romba
- Cânula rosqueada
- Cobertura de silicone
- Livre de látex



6 mm x 7 cm

11 mm x 7 cm

13 mm x 7 cm

15 mm x 7 cm

### O YOUTHORAXPORT® TROCARTE TORÁCICO DESCARTÁVEL

foi desenvolvido para ser utilizado em procedimentos endoscópicos torácicos quando a insuflação não se faz necessária e com a finalidade de ser um portal para a inserção de instrumentais e proteção contra materiais estranhos que possam penetrar na cavidade torácica.

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Trocarte Torácico Descartável 6 mm	YTP-06x7	81484769003
Trocarte Torácico Descartável 11 mm	YTP-11x7	81484769003
Trocarte Torácico Descartável 13 mm	YTP-13x7	81484769003
Trocarte Torácico Descartável 15 mm	YTP-15x7	81484769003



Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 361  
Distrito Industrial - Jundiaí - SP - CEP 13213-009  
Telefones: +55 11 4586-8868 / +55 11 4581-3737  
[sac@scavmedical.com.br](mailto:sac@scavmedical.com.br)  
[www.scavmedical.com.br](http://www.scavmedical.com.br)  
 [scavmedical](https://www.instagram.com/scavmedical)