

Kit Youcircuit Plus[®]

CIRCUITO PACIENTE DESECHABLE
FILTROS RESPIRATORIOS



Circuito Paciente Desechable

- Balón de reserva
- Conexiones cónicas estándar ISO
- Versiones adulto y pediátrico/neonatal
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalaje papel de grado quirúrgico
- Sin látex

**TAMAÑOS
HASTA
3 METROS**



Filtra y humidifica al mismo tiempo

- Cuerpo transparente para una mejor visualización
- Extensión corrugada extensible
- Conexiones cónicas estándar ISO, 22/15 mm
- Conexión de capnografía



99,999%

EFICACIA EN FILTRAR
VIRUS Y BACTERIAS

Filtra y protege

- Filtro de barrera, eficaz contra virus y bacterias
- Tecnología electrostática e hidrofóbica
- Cuerpo transparente para una mejor visualización
- Conexión de capnografía

Producto/Descripción	Código
Circuito Respiratorio Adulto 2 m, Extensión 1,5 m, Balón 3 l y Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratorio HMEF Adulto com Extensión	YCP-A2R15B3
Circuito Respiratorio Adulto 3 m, Extensión 1,5 m, Balón 3 l y Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratorio HMEF Adulto com Extensión	YCP-A3R15B3
Circuito Respiratorio Adulto 2 m, Extensión 1,5 m, Balón 3 l y Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratorio HMEF Adulto com Extensión + Filtro de Barrera y Viral Electrostático	YCP-A2R15B3-E
Circuito Respiratorio Adulto 3 m, Extensión 1,5 m, Balón 3 l y Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratorio HMEF Adulto com Extensión + Filtro de Barrera y Viral Electrostático	YCP-A3R15B3-E