


Youcircuit®

CIRCUITO PACIENTE DESECHABLE



**TAMAÑOS
HASTA
3 METROS**

El **CIRCUITO PACIENTE DESECHABLE YOUCIRCUIT®** sirve de enlace entre el paciente y el dispositivo de ventilación mecánica y/o la máquina de anestesia.


Se utiliza para transportar gases anestésicos, oxígeno o otros gases en pacientes sometidos a ventilación mecánica y/o cirugía, donde es necesario mantener la respiración durante un largo periodo de tiempo.

El **CIRCUITO PACIENTE DESECHABLE YOUCIRCUIT®** cuando extendido llega hasta 3 m y puede retraerse (ramal corrugada) volviendo a su longitud original. Esto permite al anestesista dejar la rama (inspiratoria o espiratoria) tan larga como desee, facilitando el acceso y, si es necesario, el desplazamiento del paciente durante la cirugía.

Circuito Paciente Desechable

- Balón de reserva
- Conexiones cónicas estándar ISO
- Versiones adulto y pediátrico/neonatal
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalaje papel de grado quirúrgico
- Sin látex

YOUCIRCUIT® ADULTO



YOUCIRCUIT® PEDIÁTRICO/NEONATAL

Producto/Descripción	Código	Anvisa
Circuito Respiratorio Adulto 2 m	YCA-A2	81484760008
Circuito Respiratorio Adulto 3 m	YCA-A3	81484760008
Circuito Respiratorio Pediátrico/Neonatal 2 m	YCA-P2	81484760008
Circuito Respiratorio Pediátrico/Neonatal 3 m	YCA-P3	81484760008
Circuito Respiratorio Adulto 2 m, Extensión 1,5 m y Conector 22M/22M	YCA-A2R15B3	81484760009
Circuito Respiratorio Adulto 3 m, Extensión 1,5 m y Conector 22M/22M	YCA-A3R15B3	81484760009
Circuito Respiratorio Adulto 2 m, Extensión 1,5 m, Balón 3 l y Conector 22M/22M	YCA-P2R15B1	81484760009
Circuito Respiratorio Adulto 3 m, Extensión 1,5 m, Balón 3 l y Conector 22M/22M	YCA-P3R15B1	81484760009