


Youdrain®

DESAGÜE CILÍNDRICO DE SILICONA


El **DESAGÜE DE SILICONA YODRAIN®**, fabricado por ScavMedical, se utiliza para drenar líquidos y vaciar el aire acumulado en la cavidad corporal en pacientes postoperados.

Proporciona un drenaje eficaz de los fluidos, evitando la acumulación de líquidos potencialmente dañinos de las heridas, reduciendo así el riesgo de infecciones y reintervenciones.




Desarrollado con un centro sólido para evitar el colapso y la obstrucción, con "bordes suaves" para mayor comodidad del paciente.

TROCAR ARTICULADO PARA
UN MEJOR AJUSTE



Mayor seguridad de drenaje

- Fabricado 100% en silicona
- Drenaje eficaz y continuo
- Desagüe en estrella
- Filamento radiopaco en toda la superficie (tubo y desagüe)
- Válvula antirreflujo
- Presentado con y sin trocar



Producto/Descripción	Código	Anvisa
Desagüe Cilíndrico de Silicona 10 French com Trocar Articulado y Depósito	YDS-10FR-KIT	81484760005
Desagüe Cilíndrico de Silicona 15 French com Trocar Articulado y Depósito	YDS-15FR-KIT	81484760005
Desagüe Cilíndrico de Silicona 19 French com Trocar Articulado y Depósito	YDS-19FR-KIT	81484760005
Desagüe Cilíndrico de Silicona 10 French y Depósito	YDS-10FR-KIT-DR	81484769005
Desagüe Cilíndrico de Silicona 15 French y Depósito	YDS-15FR-KIT-DR	81484769005
Desagüe Cilíndrico de Silicona 19 French y Depósito	YDS-19FR-KIT-DR	81484769005
Desagüe Cilíndrico de Silicona 24 French y Depósito	YDS-24FR-KIT-DR	81484769005