

Kit Youcircuit Plus[®]

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO
FILTROS RESPIRATÓRIOS

Adulto



Circuito Respiratório Anestésico

- Balão reservatório
- Conexões cônicas padrão ISO
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalagem papel grau cirúrgico
- Livre de látex

TAMANHOS
ATÉ
3 METROS



Filtro HMEF - Filtra e umidifica simultaneamente

- Corpo transparente para melhor visualização
- Traqueia corrugada extensível
- Conexões cônicas padrão ISO, 22/15 mm
- Conexão para capnografia



99,999%

DE EFICÁCIA NA
FILTRAÇÃO DE VÍRUS
E BACTÉRIAS

Filtro de Barreira Electrostático - Filtra e protege

- Filtro de barreira, eficiência contra vírus e bactérias
- Tecnologia eletrostática e hidrofóbica
- Corpo transparente para melhor visualização
- Conexão para capnografia

Produto/Descrição	Código
Circuito Respiratório Adulto 1,8 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia	YCP-A18R15B3
Circuito Respiratório Adulto 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia	YCP-A2R15B3
Circuito Respiratório Adulto 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia	YCP-A3R15B3
Circuito Respiratório Adulto 1,8 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia + 1 Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático	YCP-A18R15B3-E
Circuito Respiratório Adulto 2 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia + 1 Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático	YCP-A2R15B3-E
Circuito Respiratório Adulto 3 m, Ramal 1,5 m, Bolsa 3 l e Conector 22M/22M + 1 Filtro Respiratório HMEF Adulto com Traqueia + 1 Filtro de Barreira Bacteriano/Viral Eletrostático	YCP-A3R15B3-E