


Youcircuit®

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO



**TAMANHOS
ATÉ
3 METROS**

O **YOU CIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO**, é uma ligação entre o paciente e o aparelho de ventilação mecânica e/ou equipamento de anestesia.


É utilizado para o transporte de gases anestésicos, oxigênio ou outros gases, em pacientes submetidos à ventilação mecânica, onde seja necessária a manutenção da respiração por longo período de tempo.

O **YOU CIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO** pode chegar até 3 m de comprimento, sendo este passível de retração (traqueia corrugada) e voltar ao comprimento original, permitindo que a equipe médica ajuste o melhor tamanho do circuito para realização do procedimento.

Circuito Respiratório Anestésico

- Balão reservatório
- Conexões cônicas padrão ISO
- Versões adulto e pediátrico/neonatal
- Esterilizado por Óxido de Etileno
- Embalagem papel grau cirúrgico
- Livre de látex

YOUCIRCUIT® ADULTO



YOUCIRCUIT® PEDIÁTRICO/NEONATAL

Produto/Descrição	Código	Anvisa
Circuito Respiratório Adulto 2m	YCA-A2	81484760008
Circuito Respiratório Adulto 3m	YCA-A3	81484760008
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2m	YCA-P2	81484760008
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3m	YCA-P3	81484760008
Circuito Respiratório Adulto 2m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M	YCA-A2R15	81484760006
Circuito Respiratório Adulto 3m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M	YCA-A3R15	81484760006
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M	YCA-P2R15	81484760006
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M	YCA-P3R15	81484760006
Circuito Respiratório Adulto 2m, Ramal 1,5m, Bolsa 3L e Conector 22M/22M	YCA-A2R15B3	81484760009
Circuito Respiratório Adulto 3m, Ramal 1,5m, Bolsa 3L e Conector 22M/22M	YCA-A3R15B3	81484760009
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2m, Ramal 1,5m, Bolsa 1L e Conector 22M/22M	YCA-P2R15B1	81484760009
Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3m, Ramal 1,5m, Bolsa 1L e Conector 22M/22M	YCA-P3R15B1	81484760009