

Yourologic[®]

EVACUADOR DE ELLIK




**PRODUCTO DE
USO ÚNICO,
DESCARTABLE**

El **YOUROLOGIC[®] Evacuador de Ellik**, fabricado por ScavMedical, es un producto de un solo uso y desechable, utilizado para el vaciado de la vejiga y en procedimientos de resección transuretral de próstata (RTUP).

Permite la irrigación, la aspiración de tejidos, y la remoción de cálculos, coágulos y fragmentos. Cuenta con un tamiz cilíndrico que separa y recolecta los residuos, facilitando el envío de estos materiales para su análisis.

Mayor Eficacia en la Irrigación Y Evacuación

- Frasco de polímero de alta densidad (sin efecto memoria)
- Componentes transparentes para mejor visualización
- Diseño anatómico que facilita su manipulación
- Tamiz cilíndrico para la separación y retención de fragmentos



Producto/Descripción	Código	Anvisa
Evacuador de Ellik	YEE-350	81484760001